


ANTI - COVID SHIELD

Zdravíme tě majiteli ochranného obličejového štítu, který jsi obdržel od komunity **3D tisk proti COVID-19**. V tomto letáčku se dozvíš, jak tento štít sestavit a udržovat.

Takjdeme na to!


SESTAVENÍ ŠTÍTU

1.



odlep ochrannou fólii


2.



nacvakni plastové části

U některých štítů dojde při montáži k prasknutí bradového dílu.
Štít je funkční i bez něj.

3.



přidej gumičku

3D TISKEM PROTI COVID-19

ÚDRŽBA

Před použitím **důrazně doporučujeme** všechny součásti štítu **vydezinfikovat a očistit**. I když se snažíme zajistit co nejvíce sterilní podmínky pro balení štítu, je důležité předejít jakémukoli riziku kontaminace. K dezinfekci nedoporučujeme používat **žádnou agresivní chemii!**

O CO JDE?

Štít byl vyroben komunitou 3D tiskařů a je poskytován zcela zdarma. Tisk plastových součástí provádějí dobrovolníci z řad naší komunity. Plastové sklo bylo nařezáno taktéž dobrovolníky, kterým patří velké díky! S výrobou jsou spojeny i různé náklady ve výši 75 Kč na jeden štít. Pokud štít využíváte a líbí se vám naše iniciativa, byli bychom rádi, kdybyste náš projekt podpořili jakoukoliv částkou na **TRANSPARENTNÍ ÚČET 4233769003/0800**.



Z výtěžku budeme moci zakoupit další materiál a dostat tak ochranné pomůcky k co největšímu počtu lidí, stejně jako jsme jej dostali k Vám.

PARTNEŘI PROJEKTU

Děkujeme všem sponzorům za pomoc naší komunitě.
Zejména:

**PRUSA
RESEARCH**
by JOSEF PRUSA

PRŮŠA RESEARCH
vytvoření geniálního modelu
tohoto obličejového štítu!



GUTTA
za poskytnutí plexi skel
<https://guttashop.cz>

plastia

PLASTIA
poskytnutí filamentu k tisku
<https://plastia.eu>

[A B] BRNO

FABLAB BRNO
poskytnutí prostor pro kompletaci
a podílění se na tisknutí štítů



TD3D
poskytnutí prostor pro kompletaci
a podílění se na tisknutí štítů



**C-NET.
SOLUTIONS**

C-NET.SOLUTIONS
výroba webové stránky se správou serveru
a design letáčku



DCSOFT
informační systém pro tiskaře
a technická podpora